



Nachttische und Server für Kliniken und Pflegeeinrichtungen

Völker Nachttische

Die ideale Ergänzung zu jedem Bett.

Neben dem Bett stellt der Nachttisch für Patienten und Bewohner ein zentrales Hilfsmittel während ihres Aufenthalts dar. Zum einen sorgt er dafür, dass alle wichtigen Dinge wie Bücher, Brillen und elektronische Geräte jederzeit griffbereit sind. Zum anderen bietet er die Möglichkeit, Mahlzeiten in bequemer und angenehmer Position zu sich zu nehmen. Hier finden Sie eine Übersicht über die Völker-Nachttischmodelle.

Egal, ob Pflege, Genuss oder Entspannung: unsere Nachttische mit optionalen, höhenverstellbaren Bettischen oder der Server RT-985 bieten größtmögliche Flexibilität und Komfort.



1-fach Flaschenhalter



3-fach Flaschenhalter



Stechbeckenhalterung



Vorrichtung für Telefonhalterung



Handtuchhalter



3-seitig umlaufende Reling



Klinik-Modelle

| | K 931 | K 940 | K 941 | K 941/2 | K 941 MK |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Maße in cm (B×T×H) | 48×48×73 | 60×48×73 | 60×48×73 | 60×48×86 | 68×56×79 |
| Bettischplatte in cm (B×T) | - | 55×35 | 55×35 | 55×35 | 55×35 |
| Höhenverstellbereich Bettischplatte in cm | - | 63-95 | 63-95 | 63-95 | 63-95 |
| Gewicht in kg | 25 | 35 | 35 | 38 | 48 |
| Material | RAL 9006 / HPL * | RAL 9006 / HPL * | RAL 9006 / HPL * | RAL 9006 / HPL * | RAL 9006 / HPL * |

Ausstattung

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Bettisch | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beidseitig verwendbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 1-fach Flaschenhalter Tür (beidseitig) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 3-fach Flaschenhalter Schubfach (beidseitig) | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Rollen Ø6,5cm (2 Rollen mit Bremse) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tür | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Schubfach statt Tür | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Offenes Einlegefach | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Stechbeckenhalterung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vorrichtung für Telefon- halterung an zwei Positionen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Thekenaufsatz | - | ✓ | - | - | - |
| 1 Handtuchhalter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Obere Schublade abschließbar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3-seitig umlaufende Relling, Höhe: 68mm 3D | ○ | - | ○ | ○ | ○ |



Pflege-Modelle

| | P 920 | P 930 | P 941 | P 941 O.T. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maße in cm (B×T×H) | 42×44×61 | 48×48×61 | 60×48×74 | 48×48×74 |
| Bettischplatte in cm (B×T) | - | - | 55×35 | - |
| Höhenverstellbereich Bettischplatte in cm | - | - | 63-95 | - |
| Gewicht in kg | 24 | 24 | 33 | 28 |
| Material | Dekorspanplatten* | Dekorspanplatten* | Dekorspanplatten* | Dekorspanplatten* |
| Design | - | Rundstollen | Rundstollen | Rundstollen |

Ausstattung

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Bettisch | - | - | ✓ | - |
| Beidseitig verwendbar | - | - | ✓ | ✓ |
| 1-fach Flaschenhalter Tür (beidseitig) | - | - | ○ | ○ |
| 1-fach Flaschenhalter an Tür | ○ | ○ | - | - |
| 3-fach Flaschenhalter in Schubfach | ○ | ○ | - | - |
| Rollen Ø 6,5 cm (2 Rollen mit Bremse) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schubfach | ✓ | ✓ | - | - |
| Tür | ○ | ○ | ✓ | ✓ |
| Offenes Einlegefach | - | - | ✓ | ✓ |
| Obere Schublade abschließbar | ○ | ○ | ○ | ○ |

Server

Modell

RT-985

| | |
|---------------------------------|---|
| Maße in cm (B×T×H), ohne Reling | 98×45×74 bis 117 |
| Gewicht in kg | 20 |
| Material | Aluminium (RAL 9006) und Hochdrucklaminat (HPL) |
| Farbe | Siehe Farbkollektion |

Ausstattung

| | |
|---------------------|---|
| Rollen Ø 5,0 cm * | × |
| Rollen Ø 6,5 cm * | ✓ |
| Rollen Ø 7,5 cm * | ○ |
| Durchgehende Platte | ○ |

✓ Standard ○ optional × optional ohne Zusatzkosten
* 2 Rollen mit Bremse



Unser Server RT-985, ein fahrbarer, höhenverstellbarer Tisch, erfüllt viele Funktionen - im, am und außerhalb des Bettes. In Klinik und Pflege.

24/7

**IMMER
ERREICHBAR**



**SERVICE
IM FOKUS**



**HOCHWERTIGE
MATERIALIEN**



**ZERTIFIZIERTE
NACHHALTIGKEIT**

Hauptsitz

Völker GmbH

Wullener Feld 79
58454 Witten
Germany
+49 (0) 2302 960 960

Völker Schweiz GmbH

Moosstrasse 2
6003 Luzern
Switzerland
+41 (0) 44 563 1939

Völker Medizinprodukte GmbH

Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Austria
+43 (0) 1 205 8365

Voelker France SAS

27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
France
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.

Laan 21
1741 EA Schagen
Netherlands
+31 (0) 20 808 1603

Allgemeine Anfragen

info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Vertrieb / Service / Ersatzteile

kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630